



嵐

豐

3M專業經銷商

Laboratory

快速衛生監控

3M

3M™ Clean-Trace™蛋白質殘留檢測

--快速偵測表面殘留蛋白質，亦可作過敏原偵測

由於主要的過敏原為蛋白質，如果表面幾乎無蛋白質，表示過敏原存在的風險很低。

- ✓ 蛋白質偵測技術，表示進行一項檢測，就能廣泛測出可能的過敏原。
- ✓ 只需十分鐘便可得知結果，幫助您做立即的修正動作。
- ✓ 快速得到結果表示使用者也能快速做出反應（例如：再清潔與再檢測）減少污染風險。
- ✓ 敏感結果使其成為可靠的工具，加入您的過敏原管理計畫。
- ✓ 對一系列過敏原蛋白質均有效，包括蛋、牛奶、穀蛋白、大豆及花生。
- ✓ 結果半定量為四種可能的顏色。檢測越快變成紫色，表面污染程度越高。



Catalog #	Product	Description
ALLTEC60	3M™ Clean-Trace™ Surface Protein(Allergen) TECRA Aller-test,	60/case
PRO100	3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Semi-quantitative surface protein swab test	100/case

操作簡便：

